

Depuis Le Blog

Stérilisation à la Vapeur chez Medistri

26 février 2025

La stérilisation à la vapeur est une méthode efficace et fiable pour décontaminer les dispositifs médicaux et les produits pharmaceutiques. En exposant les produits à de la vapeur saturée à des températures comprises entre 121°C et 134°C, ce processus garantit une éradication microbienne complète tout en préservant l'intégrité du produit. Une température, une pression et une humidité soigneusement contrôlées offrent un environnement optimal pour que la vapeur stérilise efficacement chaque surface. Le résultat est une solution fiable qui maintient la fonctionnalité de vos produits tout en garantissant leur sécurité.

Comprendre la validation de la stérilisation à la vapeur

La validation de la stérilisation est essentielle pour garantir que le processus de stérilisation à la vapeur soit à la fois efficace et constant. Elle consiste à vérifier que le cycle de stérilisation élimine complètement les microorganismes nuisibles tout en préservant la qualité du produit. Grâce à des indicateurs biologiques et à une surveillance en temps réel, nous garantissons que chaque surface est correctement stérilisée. Notre validation interne garantit le respect des normes industrielles, y compris les normes ISO 17665, ANSI et AAMI, vous offrant ainsi la confiance dans la fiabilité du processus de stérilisation.

Qui bénéficie de la stérilisation à la vapeur ?

Nos services de stérilisation à la vapeur sont idéaux pour les fabricants de dispositifs médicaux, les entreprises pharmaceutiques et les start-ups qui souhaitent garantir que leurs produits respectent les normes de qualité les plus élevées. Que vous ayez besoin d'une stérilisation routinière pour vos produits ou que vous menez des recherches et développements (R&D), Medistri propose des solutions sur mesure adaptées à vos besoins. Nous travaillons avec des entreprises de toutes tailles, des entreprises émergentes aux grandes sociétés, pour garantir que leurs produits sont stériles, sûrs et conformes aux réglementations.

Comment Medistri peut vous aider à atteindre les normes les plus élevées

Chez Medistri, nous proposons une technologie de stérilisation à la vapeur de pointe, y compris une chambre de stérilisation d'une capacité de 400L, conçue pour gérer à la fois la stérilisation de routine et la recherche et développement (R&D) pour les dispositifs médicaux et les produits pharmaceutiques. Notre technologie avancée d'autoclave garantit un contrôle précis pour une stérilisation efficace, et notre validation interne de la stérilisation assure que chaque cycle respecte des normes strictes de sécurité et de qualité.

Pour plus d'informations sur nos services de stérilisation à la vapeur ou pour découvrir comment Medistri garantit les plus hauts standards de sécurité et de conformité, visitez notre site web [ici](#) ou contactez notre équipe dédiée à contact@medistri.com.

— L'équipe Medistri

#Medistri



De plus, notre équipe de laboratoire dédiée apporte son soutien à la fois pour les tests de routine et le développement de nouveaux processus, garantissant que vos produits sont constamment stérilisés selon les normes les plus élevées. Avec Medistri, vous avez l'assurance que vos produits sont entre de bonnes mains.